


# DOSEERCAPSULES

Voorschoon en gemakkelijk laden. Doseercapsules kunnen vooraf worden gevuld, opgeslagen in het Magazijn en worden geplaatst in de Vulkamer voor gebruik. Op deze manier krijgen de patiënten hun dagelijkse doses verpakt en klaar om mee te nemen. Doseercapsules zijn geschikt voor gemalen hennepbloemen. Vloeistoffen kunnen met het als accessoire verkrijgbare Vulkussen worden gebruikt.\*



Ook compatibel met de **VOLCANO MEDIC 2** in combinatie met de **MEDIC VALVE** Doseercapsule-Adapter.

\*In alcohol opgeloste cannabinoïden zijn alleen geschikt voor de **VOLCANO MEDIC 2**.

# FABRIKANT

**TIFIKAT** ◆ CERTIFICATE ◆ 认证证书 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICAT

**DakkS**  
Deutsche  
Aktivierungsstelle  
D ZM 11321 01 00

**TUV SUD**  
Product Service

**Certificate**  
No. Q5 063179 0067 Rev. 03

**Holder of Certificate:** **STORZ & BICKEL GMBH**  
In Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen  
GERMANY

**Facility(ies):** STORZ & BICKEL GMBH  
In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, GERMANY  
see Scope of Certificate

**Certification Mark:**

**Scope of Certificate:** Design and Development, Production and Distribution of vaporizer systems for release of Cannabinoids out of Cannabis blossoms (Cannabis flos), Cannabis extracts or pure Cannabinoids for medical purpose

**Applied Standard(s):** EN ISO 13485:2018  
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2018)  
DIN EN ISO 13485:2018

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: [www.tuv-sud.com/page-cert/Q5\\_063179\\_0067\\_Rev\\_03](http://www.tuv-sud.com/page-cert/qcert-Q5_063179_0067_Rev_03)

**Report No.:** 713211153  
**Valid from:** 2021-11-21  
**Valid until:** 2024-11-20

**Date:** 2021-11-19  
**Christoph Dicks**  
Head of Certification/Notified Body

STORZ & BICKEL GmbH · In Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen · Germany  
+49 7461 9697070 · info@vapormed.com  
www.vapormed.com



Gecertificeerde fabrikant  
ISO 13485 Kwaliteitsmanagement



VAPORMED

Inhaleren van  
medische cannabis

**Volcano**  
MEDIC 2

**Mighty+**  
MEDIC



© by STORZ & BICKEL GmbH · VMAL-40-034 02-2024 · Wijzigingen voorbehouden · Alle rechten voorbehouden



Gecertificeerde kwaliteit  
ISO 60601 Medische producten

## BEDOELD GEBRUIK

De **VOLCANO MEDIC 2** en de **MIGHTY+ MEDIC** zijn bedoeld voor het verdampen en het daarna inhaleren van cannabisproducten. Het doel is de toediening van actieve ingrediënten in het menselijk lichaam via de longblaasjes voor de desbetreffende medische indicatie. Het is geschikt voor de tijdelijke toediening van cannabisproducten via inhalering voorgeschreven door een arts voor gebruik thuis of in een ziekenhuis.

## EFFICIENCY

De inhalatieve toediening van cannabisproducten is met afstand de meest verkozen methoden voor het opnemen van cannabisproducten. Een van de redenen is de snelle start van het effect. Zowel de **VOLCANO MEDIC 2** als de **MIGHTY+ MEDIC** verzekert een effectieve inhalering. Ze verdampen cannabisproducten door hete lucht, zonder verbranding. Daarom worden er geen schadelijke verbrandingsstoffen gegenereerd. Stude-gevalideerde referentiewaarden geven aan dat ten minste 1/3 van de in het apparaat gebruikte cannabinoïden in de bloedbaan terechtkomt. **VAPORMED** Inhalers werden gebruikt in talloze medische studies en hebben hun reputatie gevestigd als gecertificeerde medische inhalers voor cannabisproducten, met een licentie voor Europa, Canada en andere landen.\*

\*Meer informatie op [www.vapormed.com](http://www.vapormed.com)

## MEDIC VALVE VENTIELBALLON

De verwijderbare Ventielballon staat een grote bewegingsvrijheid toe en een toediening onafhankelijk van het basis product. Inhalering vanuit de Ventielballon is comfortabel vanwege de praktisch afwezige trekweerstand. Met de **VOLCANO MEDIC 2** is het ook mogelijk om direct uit een monteerbare Slang te inhaleren.



**VOLCANO MEDIC 2**  
PPN: 111588550156

## MEDISCH EN DRAAGBAAR

De **MIGHTY+ MEDIC** is de opvolger van de eerste medisch goedgekeurde draagbare cannabis-verdamper. Hij maakt gebruik van een gecombineerde luchten stralingsverwarming die zorgt voor een efficiënte verdamping vanaf de eerste inhalatie.

De draagbare, op batterijen werkende, **MIGHTY+ MEDIC** Verdamper is eenvoudig in het gebruik. De twee krachtige oplaadbare batterijen garanderen een lange levensduur en een korte opwarmtijd. Hij beschikt ook over een Koeleenheid die zorgt voor een aangename inhalatie.



**MIGHTY+ MEDIC**  
PPN: 111661680357