

KAPSUŁKI DOZUJĄCE

Pozwalają na czystą i łatwą aplikację. Kapsułki dozujące są wcześniej napełniane, składowane w magazynku i przed aplikacją wkładane do komory napełniania. Pacjenci mogą dzięki temu nosić przy sobie swoje dzienne zapotrzebowanie w pojedynczych dawkach. Kapsułki dozujące nadają się do zmielonych kwiatostanów konopi. Substancje płynne mogą być stosowane z dostępną dodatkowo Podkładką Napełniania.*



Kompatybilne także z urządzeniem **VOLCANO MEDIC 2** w kombinacji z adapterem kapsułek dozujących **MEDIC VALVE**.

*Kannabinoidy rozpuszczone w alkoholu nadają się tylko do urządzenia **VOLCANO MEDIC 2**.

PRODUCENT

TIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 合格證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Certificate

No. Q5 063179 0067 Rev. 03

Holder of Certificate: **STORZ & BICKEL GMBH**

In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen
GERMANY

Facility(ies):

STORZ & BICKEL GMBH
In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, GERMANY

see Scope of Certificate

Certification Mark:



Scope of Certificate:

Design and Development, Production and Distribution of vaporizer systems for release of Cannabinoids out of Cannabis blossoms (Cannabis flos), Cannabis extracts or pure Cannabinoids for medical purpose

Applied Standard(s):

EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuv.sud.com/certificates/Q5_063179_0067_Rev_03

Report No.:

713211153

Valid from:

2021-11-21

Valid until:

2024-11-20

Date, 2021-11-19

Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body

STORZ & BICKEL GmbH · In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen · Niemcy
+49-7461-9697070 · info@vapormed.com
www.vapormed.com



Certyfikowany producent
ISO 13485 Zarządzanie jakością

© by STORZ & BICKEL GmbH - VMAL-40-028 02-2024 - Zmiany zastrzeżone - Wszelkie prawa zastrzeżone



VAPORMED

Medyczna inhalacja konopi

Volcano
MEDIC 2

Mighty+
MEDIC



Certyfikowana jakość
ISO 60601 Produkty medyczne

PRZEZNACZENIE

VOLCANO MEDIC 2 i **MIGHTY+ MEDIC** przeznaczone są do waporyzacji, a następnie inhalacji kannabinoidów. Celem jest aplikacja substancji czynnych do organizmu człowieka przez pęcherzyki płucne przy odpowiedniej indykacji medycznej. Urządzenie jest przeznaczone do doraźnej, inhalacyjnej aplikacji przepisanych przez lekarza kannabinoidów w domu, szpitalu i gabinecie lekarskim.

WYDAJNOŚĆ

Aplikacja inhalacyjna jest powszechnie preferowaną metodą przyjmowania kannabinoidów. Przyczynia się do tego szybkie rozpoczęcie ich działania. Zarówno **VOLCANO MEDIC 2**, jak i **MIGHTY+ MEDIC** gwarantują efektywną inhalację. Waporyzują one kannabinoidy za pomocą gorącego powietrza, nie spalając ich, dlatego nie są wytwarzane żadne substancje szkodliwe ze spalania. Z orientacyjnych wartości potwierdzonych badaniami wynika, że co najmniej 1/3 kannabinoidów umieszczonych w urządzeniu dostaje się do krwiobiegu. Inhalatory **VAPORMED** stosowane były w licznych badaniach medycznych i spełniły swoją rolę jako certyfikowane urządzenia medyczne do inhalacji kannabinoidów, dopuszczone do użytku w Europie, Kanadzie i innych krajach. *

* Więcej informacji na stronie www.vapormed.com

BALON MEDIC VALVE

Zdejmowany balon z zaworem pozwala na dużą swobodę ruchu i stosowanie niezależnie od generatora gorącego powietrza. Inhalacja bezpośrednio z balonu z zaworem jest bardzo przyjemna dzięki praktycznie nie istniejącemu oporowi ciągu. W przypadku waporyzatora **VOLCANO MEDIC 2** istnieje ponadto możliwość bezpośredniego inhalowania z nakładanego węża.



VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156

DO ZASTOSOWANIA MEDYCZNEGO I PRZENOŚNY

MIGHTY+ MEDIC jest następcą pierwszego medycznie dopuszczonego, przenośnego Waporyzatora do konopi indyjskich. Wykorzystuje on łączone ogrzewanie powietrzno-radiacyjne, które gwarantuje efektywną waporyzację od pierwszego wdechu.

Przenośny, akumulatorowy waporyzator **MIGHTY+ MEDIC** charakteryzuje bardzo prosta obsługa. Dwa wysokowydajne akumulatory wielokrotnego ładowania gwarantują długi okres użytkowania i krótki czas nagrzewania. Inhalator posiada ponadto jednostkę chłodzącą zapewniającą przyjemną inhalację.



MIGHTY+ MEDIC
PPN: 111661680357

Medyczna inhalacja konopi