

CAPSULES DE DOSAGE

Pour un remplissage rapide et simple. Les Capsules de Dosage peuvent être préremplies, conservées dans le Magasin ou insérées dans la Chambre de Remplissage avant emploi. De cette manière, les patients disposent de leurs doses quotidiennes prêtes à l'emploi et transportables. Les Capsules de Dosage sont conçues pour les fleurs de chanvre moulues. Des liquides peuvent être utilisés avec le Coussinet de Remplissage également disponible.*



Également compatibles avec le **VOLCANO MEDIC 2** lorsqu'elles sont utilisées avec l'Adaptateur de Capsule de Dosage **MEDIC VALVE**.

*Les cannabinoïdes dissous dans l'alcool ne conviennent qu'au **VOLCANO MEDIC 2**.

FABRICANT

TIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆ CERTIFICAT



Certificate

No. Q5 063179 0067 Rev. 03

Holder of Certificate: STORZ & BICKEL GMBH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen
GERMANY

Facility(ies): STORZ & BICKEL GMBH
In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, GERMANY
see Scope of Certificate

Certification Mark:



Scope of Certificate: Design and Development, Production and Distribution of vaporizer systems for release of Cannabinoids out of Cannabis blossoms (Cannabis flos), Cannabis extracts or pure Cannabinoids for medical purpose

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2018
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuv-sud.com/qa-cert/qcert-Q5_063179_0067_Rev_03

Report No.: 713211153
Valid from: 2021-11-21
Valid until: 2024-11-20

Date: 2021-11-19

C. Dicks
Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body

STORZ & BICKEL GmbH · In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen · Germany
+49 7461 9697070 · info@vapormed.com
www.vapormed.com



Fabricant certifié
ISO 13485 Gestion de la qualité

© by STORZ & BICKEL GmbH · VMAL-40-032 02-2024 · Sous réserve de modifications · Tous droits réservés



VAPORMED

Inhalation de
cannabis médical

Volcano
MEDIC 2

Mighty⁺
MEDIC



Qualité certifiée
ISO 60601 Dispositifs médicaux

USAGE PRÉVU

Le **VOLCANO MEDIC 2** et le **MIGHTY+ MEDIC** sont destinés à vaporiser puis à inhaler des cannabinoïdes. L'objectif est l'application d'ingrédients actifs dans le corps humain par le biais des alvéoles pour l'indication médicale appropriée. Le système convient à l'application par inhalation temporaire de cannabinoïdes prescrits par un médecin pour une utilisation à domicile ou à l'hôpital.

EFFICACITÉ

L'application par inhalation de cannabinoïdes est de loin la méthode préférentielle d'ingestion de cannabinoïdes. L'une des raisons en est la rapidité des effets. Autant le **VOLCANO MEDIC 2** que le **MIGHTY+ MEDIC** assurent une inhalation efficace. Ils vaporisent les cannabinoïdes par air chaud, sans combustion. Ainsi, aucune substance nocive résultant de la combustion n'est générée. Par conséquent, aucun matériau de combustion nocif n'est produit. Les valeurs de références validées au cours d'études démontrent qu'au moins 1/3 des cannabinoïdes utilisés dans l'appareil atteignent la circulation sanguine. Des Inhalateurs **VAPORMED** ont été utilisés au cours de nombreuses études médicales et se sont la réputation d'inhalateurs médicaux certifiés pour les cannabinoïdes autorisés pour l'Europe, le Canada et bon nombre d'autres pays.*

*Plus d'informations sur www.vapormed.com

LE BALLON À MEDIC VALVE

Le Ballon à Valve amovible permet une grande liberté de mouvement et une application indépendante du dispositif de base. Inhalation en dehors du Ballon à Valve est confortable grâce à l'absence quasi totale de résistance à la traction. Le **VOLCANO MEDIC 2** permet en outre d'inhaler directement depuis un Tube enfichable.



VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156

MÉDICAL ET TRANSPORTABLE

Le **MIGHTY+ MEDIC** est le successeur du premier Vaporisateur de cannabis portable approuvé par la médecine. Il utilise un chauffage à air chaud combiné à une conduction supplémentaire, permettant ainsi une Vaporisation efficace dès le premier tirage.

Le Vaporisateur mobile à batterie **MIGHTY+ MEDIC** se caractérise par sa simplicité d'utilisation. Les deux batteries rechargeables haute performance garantissent de longues périodes d'utilisation et des temps de chauffe très courts. Il propose également une Unité de Refroidissement pour une inhalation plus plaisante.



MIGHTY+ MEDIC
PPN: 111661680357