


DOSERINGSKAPSEL

For en ren og enkel anvendelse Doseringskapsler er forfyldte, opbevares i magasin og anbringes i kammeret inden brugen. Patienten kan medbringe de enkeltvis emballerede doser efter dagens behov. Doseringskapsler er egnet til formalede hampeblomster. Væsker kan benyttes med Fyldpude der leveres som ekstraudstyr.*



Også kompatibel med **VOLCANO MEDIC 2** i kombination med **MEDIC VALVE** Doseringskapseladapter.

*Cannabinoider opløst i alkohol er kun egnet til **VOLCANO MEDIC 2**.

PRODUCENT

TIPIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 注册证书 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D ZM 11321 01 00

TUV SUD
Product Service

Certificate
No. Q5 063179 0067 Rev. 03

Holder of Certificate: **STORZ & BICKEL GMBH**
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen
GERMANY

Facility(ies): STORZ & BICKEL GMBH
In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, GERMANY
see Scope of Certificate

Certification Mark:

Scope of Certificate: Design and Development, Production and Distribution of vaporizer systems for release of Cannabinoids out of Cannabis blossoms (Cannabis flos), Cannabis extracts or pure Cannabinoids for medical purpose

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuv-sud.com/page-certificates-Q5_063179_0067_Rev_03

Report No.: 713211153
Valid from: 2021-11-21
Valid until: 2024-11-20

Date: 2021-11-19
C. Dicks
Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body

STORZ & BICKEL GmbH · In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen · Germany
+49 7461 9697070 · info@vapormed.com
www.vapormed.com



Certificeret producent
ISO 13485 Kvalitetsstyring

© by STORZ & BICKEL GmbH · VMAL-40-030 02-2024 - Ret til ændringer forbeholdes · Alle rettigheder forbeholdes



VAPORMED

Medicinsk inhalation
af cannabis

Volcano
MEDIC 2

Mighty+
MEDIC



Certificeret kvalitet
ISO 60601 Medicinalprodukter

ANVENDELSESFORMÅL

VOLCANO MEDIC 2 og **MIGHTY+ MEDIC** er beregnet til fordampning og efterfølgende inhalation af cannabinoider. Målet er applikation af de aktive substanser i den menneskelige organisme via lungeblærerne ved respektive medicinsk indikation. Den er egnet til en midlertidig inhalation af lægeordnede cannabinoider, til brug i hjemmet, på sygehuset og i en lægepraksis.

EFFEKTIVITET

Inhalation af cannabinoider er den generelt foretrukne metode til indtagelse af cannabinoider. En af årsagerne er den hurtige effekt. Både **VOLCANO MEDIC 2** og **MIGHTY+ MEDIC** sikrer en effektiv inhalation. De fordamper cannabinoider ved hjælp af varmluft, uden forbrænding. Der produceres derfor ingen skadelige forbrændingsstoffer. Studier har påvist at mindst 1/3 af de i apparatet omsatte cannabinoider optages i blodbanerne. **VAPORMED** inhalatorer er benyttet i utallige medicinske studier og har etableret sig som certificerede medicinske apparater for cannabinoider, med godkendelse i Europa, Canada og andre lande.*

* Yderligere information på www.vapormed.com

MEDICINSK VENTILBALLON

Den aftagelige ventilballon tillader en høj grad af bevægelsesfrihed og en anvendelse uafhængigt af varmeeenheden. Inhalation direkte fra ventilballon er mere komfortabel grundet praktisk taget ingen modstand. Ved **VOLCANO MEDIC 2** er der også mulighed for at inhalere direkte fra en påsat slange.



VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156

MEDICINSK OG TRANSPORTABEL

MIGHTY+ MEDIC er en medicinsk godkendt transportabel Cannabisfordamper. Den benytter en kombineret luft- og strålevarme, der sikrer en effektiv fordampning fra første indånding.

Den transportable, batteridrevne **MIGHTY+ MEDIC** fordamper er kendetegnet ved en enkel håndtering. De to højtydende genopladelige batterier sikrer lang tids anvendelse og en kort opladningstid. Den indeholder samtidig en køleenhed for komfortabel inhalation.



MIGHTY+ MEDIC
PPN: 111661680357